




MJERILO POMIČNO DIGITALNO KARDIOLOŠKO

Šifra: SCAEKGLIN

Mjerilo pomično digitalno kardiološko tvrtke **Scala Messzeuge** omogućuje vam brzu i pouzdanu procjenu ispisa EKG-a s brzinama uvlačenja od **25 mm/s** ili **50 mm/s** u samo nekoliko koraka. Kardiološki relevantni podaci kao što su broj otkucaja srca (HR, bpm), trajanje QT intervala (QT), QT vrijeme korigirano frekvencijom (QTc), Sokolow-Lyonov indeks (SL), smanjenje ST, QRS kompleks, milisekunde (ms) i milivolti (mV) mogu se procijeniti pritiskom na gumb i omogućuju vam brzu dijagnozu. To značajno pojednostavljuje ručnu procjenu EKG-a jer se broj mjerenja smanjuje integriranim koracima izračuna. To također povećava točnost procjene, jer se zbroj mjernih netočnosti smanjuje s brojem mjerenja. Također štedi vrijeme tijekom ocjenjivanja, jer nema potrebe za dodatnim traženjem podataka u bilježnicima. Konkretno, automatski izračun **frekvencijski korigiranog QT vremena (= QTc)** ovdje je od medicinske važnosti, jer omogućuje brzo i pouzdano otkrivanje takozvanih sindroma dugog QT pomoću Scala kardio čeljusti.

Visina znamenki od 6,5 mm na LCD zaslonu omogućuje jasno očitavanje odgovarajućih vrijednosti.

Napajanje : 1.5V dugmasta baterija

Mjerilo ima CE klasifikaciju s obzirom na elektromagnetsku kompatibilnost.

Idealan pomoćnik za liječnike svih disciplina i studente medicine.